

LiquiBand® Exceed™

Kelpuutamme vain tasaisen ja yhtenäisen haavan peiton.



✓ PUHDAS OKTYYLIFORMULAATTI

- ▶ Maksiminen kestävyys ja joustavuus
- ▶ Suuri viskositeetti
- ▶ Luo tiiviin ihokosketuksen

✓ MARKKINOIDEN PARAS RIITTOISUUS

- ▶ 0,8 ml/applikaattori riittää 30 cm pitkän haavan sulkemiseen
- ▶ Tukkeutumaton teknologia mahdollistaa intraoperatiivisen uudelleen käytön yhdelle potilaalle 90 minuutin ajan



✓ AINUTLAATUINEN APPLIKAATTORIN KÄRKI



- ▶ Elliptinen muoto mahdollistaa kapean tai leveän annostelun
- ▶ Huokoinen huopapää varmistaa tippumattoman valmistelun sekä tasaisen ja yhtenäisen annostelun

✓ HELPPOKÄYTTÖINEN APPLIKAATTORI

- ▶ Siipiapplikaattorin käyttö on helppoa ja turvallista
- ▶ Mahdollistaa liiman hallitun annostelun


LiquiBand[®] Exceed[™]

Kärjen innovatiivinen muotoilu varmistaa entistäkin paremman tarkkuuden ja hallitun annostelun.



Tärkeimmät edut

- ✓ **Suuri viskositeetti³**
 - ▶ Takaa optimaalisen joustavuuden
- ✓ **Hallittu liiman ulos puristaminen⁴**
 - ▶ Applikaattorin ansiosta liima puristuu ulos hallitusti
- ✓ **Mikrobieste⁵**
 - ▶ Toimii esteenä gram-positiivisille ja gram-negatiivisille mikrobeille sekä sienimikrobeille. Todistettu teho seuraavia vastaan: S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, Candida albicans ja MRSA
- ✓ **Riittoisampi liima⁶**
 - ▶ 0,8 ml liimaa riittää 30 cm pitkän haavan peittoon, mikä tekee siitä entistä kustannustehokkaamman
 - ▶ Voidaan käyttää intraoperatiivisesti uudelleen 90 minuutin ajan yhdelle potilaalle
- ✓ **Pitää haavan suljettuna koko paranemisprosessin ajan⁷**
 - ▶ Liima pysyy iholla 5–10 päivää ja irtoaa luonnollisesti



LiquiBand[®] Exceed[™]

Koko	Määrä/laatikko	Tuotekoodi	NHS SC -koodi
0,8 g	6	72014002	FVF022