

## LiquiBand® Exceed™ XS

Kelpuutamme vain tasaisen ja yhtenäisen haavan peiton.



### ✓ TUKKEUTUMATON TEKNOLOGIA

- ▶ Kärki ei tukkeudu, mikä varmistaa liiman tasaisen annostelun
- ▶ 0,4 ml liimaa/applikaattori riittää noin 7 cm haavan peittoon

### ✓ PUHDAS OKTYYLIFORMULAATTI

- ▶ Maksimaalinen kestävyys ja joustavuus
- ▶ Suuri viskositeetti
- ▶ Luo tiiviin ihokosketuksen



### ✓ AINUTLAATUINEN APPLIKAATTORIN KÄRKI

- ▶ Elliptinen muoto mahdollistaa kapean tai leveän annostelun
- ▶ Huokoinen huopapää varmistaa tippumattoman valmistelun sekä tasaisen ja yhtenäisen annostelun

### ✓ HELPPOKÄYTTÖINEN APPLIKAATTORI

- ▶ Siipiapplikaattorin käyttö on helppoa ja turvallista
- ▶ Mahdollistaa liiman hallitun annostelun

## LiquiBand® Exceed™ -sarja

Kärjen innovatiivinen muotoilu varmistaa entistäkin paremman tarkkuuden ja hallitun annostelun.

### LiquiBand® Exceed™ XS

- ▶ Riittoisuus 7 cm
- ▶ Tukkeutumaton kärki
- ▶ Ihanteellinen pieniin haavoihin ja laparoskooppisiin portteihin



### LiquiBand® Exceed™

- ▶ Riittoisuus 30 cm
- ▶ Intraoperatiivinen uudelleenkäyttö 90 min
- ▶ Ihanteellinen keskipitkiin ja pitkiin leikkaushaavoihin



## Tärkeimmät edut

- ✓ **Suuri viskositeetti**<sup>3</sup>
  - ▶ Takaa optimaalisen joustavuuden
- ✓ **Hallittu liiman ulos puristaminen**<sup>4</sup>
  - ▶ Liima puristuu ulos hallitusti applikaattorin ansiosta
- ✓ **Mikrobieste**<sup>5</sup>
  - ▶ Toimii esteenä gram-positiivisille ja gram-negatiivisille mikrobeille sekä sienimikrobeille. Todistettu teho seuraavia vastaan: S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, Candida albicans ja MRSA
- ✓ **Tukkeutumaton formulaatti**<sup>6</sup>
  - ▶ Käyttäjät voi työskennellä omaan tahtiinsa
  - ▶ Liima pysyy ehjänä koko haavan paranemisprosessin ajan
- ✓ **Pitää haavan suljettuna koko paranemisprosessin ajan**<sup>9</sup>
  - ▶ Liima pysyy iholla 5–10 päivää ja irtoaa luonnollisesti



#### Suojaa seuraavilta:

Gram-positiiviset bakteerit	Gram-negatiiviset bakteerit	Sienet
▶ S. epidermis	▶ Ps. aeruginosa	▶ Asp. brasiliensis (niger)
▶ S. aureus ja MRSE	▶ E. coli	▶ C. albicans

### LiquiBand® Exceed™ XS

Koko	Määrä/laatikko	Tuotekoodi
0,4 g	6	72014020

### LiquiBand® Exceed™

Koko	Määrä/laatikko	Tuotekoodi
0,8 g	6	72014002